




## **PC-4P Ionisationskammer**



Einsatzbereich: Diagnostik

Für Messungen an CT-Scannern  
Abnahmeprüfungen nach DIN 6868/Teil 53 alt; 70-300 kV

**Technische Daten:**

Anzeigebereich mit 2570:

0.01 mG/min - 19.99 mGy/min

Nennansprechvermögen:

11.4 nC/Gy cm (100 kV)

Aktives Volumen :

3 cm<sup>3</sup>

Kammerwand :

C552 Luftäquivalent


Stecker

TNC-Triaxial

Rekombinationsverlust

(300V) 2% bei 1.8 kGy/min, kontinuierliche Strahlung

1.9 mGy/Puls gepulste Strahlung



---

© Elimpex-Medizintechnik, Spechtgasse 32, A-2340 Moedling, Austria

phone +43-2236-410450

fax +43-2236-410459

---

